

Informativní ceník náhradních dílů Pipetman Classic, Neo, G, L, Concept a Ultra						
			platnost od 1.1.2014			
důležité upozornění:						
Díly uvedené v tomto seznamu jsou uživatelsky výměnné a jejich výměna neovlivní seřízení pipety!						
Správný postup výměny naleznete v návodu k použití, případné nejasnosti konzultujte.						
Výměnu náhr. dílů u pipet P2 a P10 doporučuje výrobce svěřit jen zaškolené osobě!						
Případně si domluvte krátké zaškolení u nás v provozovně.						
Pro Pipetman G a L používejte pouze originální mazadlo!						
Pipetman Classic a Neo se vůbec nemažou!						
kat. číslo / výkon	název	ks	cena/MJ	sleva	prod. cena	DPH
Těsnění pro Pipetman Classic a Neo			Kč	%	Kč	%
F144861/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P2	1	210,00		210,00	21
F144861/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P2	5	168,00	20	840,00	21
F144862/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P10	1	210,00		210,00	21
F144862/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P10	5	168,00	20	840,00	21
F144863/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P20	1	165,00		165,00	21
F144863/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P20	5	132,00	20	660,00	21
F144864/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P100	1	165,00		165,00	21
F144864/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P100	5	132,00	20	660,00	21
F144865/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P200	1	165,00		165,00	21
F144865/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P200	5	132,00	20	660,00	21
F144866/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P1000	1	165,00		165,00	21
F144866/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P1000	5	132,00	20	660,00	21
F144867/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P5000	1	210,00		210,00	21
F144867/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P5000	5	168,00	20	840,00	21
F161829/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P10ml	1	440,00		440,00	21
F161829/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P10ml	5	352,00	20	1760,00	21
Náhradní držáky špiček pro Pipetman Classic, Neo, G a L						
F161830/1	Držák špičky P2	1	680,00		680,00	21
F161831/1	Držák špičky P10	1	680,00		680,00	21
F161832/1	Držák špičky P20	1	380,00		380,00	21
F161833/1	Držák špičky P100	1	380,00		380,00	21
F161834/1	Držák špičky P200	1	380,00		380,00	21
F161835/1	Držák špičky P1000	1	380,00		380,00	21
F161836/1	Držák špičky P5000	1	680,00		680,00	21
F161263	Držák špičky P10ml	1	680,00		680,00	21
Odhazovač Pipetman Classic a některé Neo - nasouvací podélně						
F144877/1	Kovový odhazovač P2/P10 Dual	1	210,00		210,00	21
F144879/1	Plastový adapter pro odhazovač P2/P10 Dual	1	120,00		120,00	21
F161841/1	Kovový odhazovač, P20 & F2-F20	1	210,00		210,00	21
F161842/1	Kovový odhazovač P100/F25-100 1ks	1	210,00		210,00	21
F161843/1	Kovový odhazovač, P200 & F120-F200	1	210,00		210,00	21
F161844/1	Kovový odhazovač, P1000 & F250-F1000,	1	210,00		210,00	21

kat. číslo / výkon	název	ks	cena/MJ	sleva	prod. cena	DPH
Kovový odhazovač Pipetman Neo, G, L - naklapávací			Kč	%	Kč	%
F1618401/1	Kovový odhazovač, P2/P10 NEO	1	210,00		210,00	21
F144879/1	Plastový adapter pro odhazovač P2/P10 Dual	1	120,00		120,00	21
F1618411/1	Kovový odhazovač, P20 NEO	1	210,00		210,00	21
F1618421/1	Kovový odhazovač, P100 NEO	1	210,00		210,00	21
F1618431/1	Kovový odhazovač, P200 NEO	1	210,00		210,00	21
F1618441/1	Kovový odhazovač, P1000 NEO	1	210,00		210,00	21
Plastový odhazovač Pipetman Neo, G, L - naklapávací						
FA07039/1	Plastový odhazovač P2/P10 GLN	1	210,00		210,00	21
F2070903	Adapter Dual pro plast. odhazovač P2/P10/C10	1	120,00		120,00	21
FA07040/1	Plastový odhazovač P20GLN	1	210,00		210,00	21
FA07041/1	Plastový odhazovač P100GLN	1	210,00		210,00	21
FA07042/1	Plastový odhazovač P200GLN	1	210,00		210,00	21
FA07043/1	Plastový odhazovač P1000GLN	1	210,00		210,00	21
Sady těsnění pro pipetman G a L						
5440011070	Mazadlo pro Pipetman G/L	1	250,00		250,00	21
F144861/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P2, Neo, G, L	1	210,00		210,00	21
F144861/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P2, Neo, G, L	5	168,00	20	840,00	21
FA07012/1	O ring & seal guide P10G,L	1	210,00		210,00	21
FA07012/1	O ring & seal guide P10G,L	5	168,00	20	840,00	21
FA07013/1	O ring & seal guide P20G,L	1	165,00		165,00	21
FA07013/1	O ring & seal guide P20G,L	5	132,00	20	660,00	21
FA07014/1	O ring & seal guide P100G,L	1	165,00		165,00	21
FA07014/1	O ring & seal guide P100G,L	5	132,00	20	660,00	21
FA07015/1	O ring & seal guide P200G,L	1	165,00		165,00	21
FA07015/1	O ring & seal guide P200G,L	5	132,00	20	660,00	21
FA07016/1	O ring & seal guide P1000G,L	1	165,00		165,00	21
FA07016/1	O ring & seal guide P1000G,L	5	132,00	20	660,00	21
FA07017/1	O ring & seal P5000G,L	1	210,00		210,00	21
FA07017/1	O ring & seal P5000G,L	5	168,00	20	840,00	21
FA07018/1	O ring & seal P10mL G	1	440,00		440,00	21
FA07018/1	O ring & seal P10mL G	5	352,00	20	1760,00	21
PIPETMAN M						
Pipetman M - těsnění						
F3070902	LUBRICANT TUBE 3.5G,CONCEPT/PM	1	190,00		190,00	21
F161902	SEAL, U10/C10/P10M, 1x5	1	440,00		440,00	21
F144863/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P20	1	165,00		165,00	21
F2070501	O-RING FOR PIPETMAN U200/P200M,1x5	1	440,00		440,00	21
F2070601	O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5	1	440,00		440,00	21
Pipetman M - držák špičky - dolní díl						
F2070218	TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M	1	420,00		420,00	21
F2070318	TIP-HOLDER LOWER PART U20/P20M	1	220,00		220,00	21
F2070518	TIP HOLDER, LOWER PART, U200/P200M	1	220,00		220,00	21
F2070618	TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M	1	220,00		220,00	21
Pipetman M - odhazovač						
F807008	TIP EJECTOR ASSY, P10M	1	440,00		440,00	21
F807009	TIP EJECTOR ASSY, P20M	1	440,00		440,00	21
F807010	TIP EJECTOR ASSY, P200M	1	440,00		440,00	21
F807011	TIP EJECTOR ASSY, P1000M	1	440,00		440,00	21

kat. číslo / výkon	název	ks	cena/MJ	sleva	prod. cena	DPH
PIPETMAN CONCEPT						
Pipetman Concept - těsnění			Kč	%	Kč	%
F3070902	LUBRICANT TUBE 3.5G,CONCEPT/PM	1	190,00		190,00	21
F161902	SEAL, U10/C10/P10M, 1x5	1	440,00		440,00	21
F2070401	O-RING, U100/C100, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
F307145351	O-RING, C300, 1X5	1	440,00		440,00	21
F2070601	O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5	1	440,00		440,00	21
F2070701	O-RING, U5000/C5000, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
F2070801	O-RING, U10ML, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
Pipetman Concept - držák špičky - dolní díl						
F2070218	TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M	1	420,00		420,00	21
F2070418	TIP HOLDER, LOWER PART, U100/C100	1	220,00		220,00	21
F307145301	TIP HOLDER, LOWER PART, C300	1	220,00		220,00	21
F2070618	TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M	1	220,00		220,00	21
F2070719	TIP HOLDER, LOWER PART G-FIT,U5000/C5000	1	490,00		490,00	21
F2070819	TIP HOLDER ,LOWER PART G-FIT,U10ML/C10ML	1	490,00		490,00	21
PIPETMAN ULTRA						
Pipetman Ultra - baterie						
F2070171-2	Baterie RENATA 391, 1 pár (pro žlutý držák)	1	120,00		120,00	21
F20710	Baterie Renata 386 1,5V , červený držák	1	120,00		120,00	21
Pipetman Ultra - těsnění						
F2070902	LUBRICANT TUBE, 2.5g, ULTRA/PUM	1	190,00		190,00	21
F161901	SEAL, U2, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
F161902	SEAL, U10/C10/P10M, 1x5	1	440,00		440,00	21
F144863/1	Sada těsnění + o-kroužek pro P20	1	165,00		165,00	21
F2070401	O-RING, U100/C100, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
F2070501	O-RING FOR PIPETMAN U200/P200M,1x5	1	440,00		440,00	21
F2070601	O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5	1	440,00		440,00	21
F2070701	O-RING, U5000/C5000, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
F2070801	O-RING, U10ML, 5 SETS	1	440,00		440,00	21
Pipetman Ultra - držák špičky - dolní díl						
F2070118	TIP HOLDER (LOWER) PART PIPETMAN U2	1	420,00		420,00	21
F2070218	TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M	1	420,00		420,00	21
F2070318	TIP-HOLDER LOWER PART U20/P20M	1	220,00		220,00	21
F2070418	TIP HOLDER, LOWER PART, U100/C100	1	220,00		220,00	21
F2070518	TIP HOLDER, LOWER PART, U200/P200M	1	220,00		220,00	21
F2070618	TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M	1	220,00		220,00	21
F2070719	TIP HOLDER, LOWER PART G-FIT,U5000/C5000	1	490,00		490,00	21
F2070819	TIP HOLDER ,LOWER PART G-FIT,U10ML/C10ML	1	490,00		490,00	21
	Ceny dalších zákaznický dostupných ND na dotaz.					