

| Informativní ceník náhradních dílů Pipetman Classic, Neo, G, L, Concept a Ultra | | |  | | | |
|---|--|----|---|-------|------------|-------|
| | | | platnost od 1.1.2014 | | | |
| důležité upozornění: | | | | | | |
| Díly uvedené v tomto seznamu jsou uživatelsky výměnné a jejich výměna neovlivní seřízení pipety! | | | | | | |
| Správný postup výměny naleznete v návodu k použití, případné nejasnosti konzultujte. | | | | | | |
| Výměnu náhr. dílů u pipet P2 a P10 doporučuje výrobce svěřit jen zaškolené osobě! | | | | | | |
| Případně si domluvte krátké zaškolení u nás v provozovně. | | | | | | |
| Pro Pipetman G a L používejte pouze originální mazadlo! | | | | | | |
| Pipetman Classic a Neo se vůbec nemažou! | | |  | | | |
| kat. číslo | název | ks | cena/MJ | sleva | prod. cena | DPH |
| Těsnění pro Pipetman Classic a Neo | | | € | % | € | % |
| F144861/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P2 | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21,00 |
| F144861/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P2 | 5 | 6,34 | 20 | 31,70 | 21,00 |
| F144862/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P10 | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21,00 |
| F144862/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P10 | 5 | 6,34 | 20 | 31,70 | 21,00 |
| F144863/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P20 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21,00 |
| F144863/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P20 | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21,00 |
| F144864/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P100 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21,00 |
| F144864/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P100 | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21,00 |
| F144865/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P200 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21,00 |
| F144865/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P200 | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21,00 |
| F144866/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P1000 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21,00 |
| F144866/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P1000 | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21,00 |
| F144867/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P5000 | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21,00 |
| F144867/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P5000 | 5 | 6,34 | 20 | 31,70 | 21,00 |
| F161829/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P10ml | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21,00 |
| F161829/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P10ml | 5 | 13,29 | 20 | 66,42 | 21,00 |
| Náhradní držáky špiček pro Pipetman Classic, Neo, G a L | | | | | | |
| F161830/1 | Držák špičky P2 | 1 | 25,67 | | 25,67 | 21 |
| F161831/1 | Držák špičky P10 | 1 | 25,67 | | 25,67 | 21 |
| F161832/1 | Držák špičky P20 | 1 | 14,34 | | 14,34 | 21 |
| F161833/1 | Držák špičky P100 | 1 | 14,34 | | 14,34 | 21 |
| F161834/1 | Držák špičky P200 | 1 | 14,34 | | 14,34 | 21 |
| F161835/1 | Držák špičky P1000 | 1 | 14,34 | | 14,34 | 21 |
| F161836/1 | Držák špičky P5000 | 1 | 25,67 | | 25,67 | 21 |
| F161263 | Držák špičky P10ml | 1 | 25,67 | | 25,67 | 21 |
| Odhadovač Pipetman Classic a některé Neo - nasouvací podélně | | | | | | |
| F144877/1 | Kovový odhadovač P2/P10 Dual | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F144879/1 | Plastový adapter pro odhadovač P2/P10 Dual | 1 | 4,53 | | 4,53 | 21 |
| F161841/1 | Kovový odhadovač, P20 & F2-F20 | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F161842/1 | Kovový odhadovač P100/F25-100 1ks | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F161843/1 | Kovový odhadovač, P200 & F120-F200 | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F161844/1 | Kovový odhadovač, P1000 & F250-F1000, | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |

| kat. číslo | název | ks | cena/MJ | sleva | prod. cena | DPH |
|--|--|----|---------|-------|------------|-----|
| | | | € | % | € | % |
| Kovový odhazovač Pipetman Neo, G, L - naklapávací | | | | | | |
| F1618401/1 | Kovový odhazovač, P2/P10 NEO | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F144879/1 | Plastový adapter pro odhazovač P2/P10 Dual | 1 | 4,53 | | 4,53 | 21 |
| F1618411/1 | Kovový odhazovač, P20 NEO | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F1618421/1 | Kovový odhazovač, P100 NEO | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F1618431/1 | Kovový odhazovač, P200 NEO | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F1618441/1 | Kovový odhazovač, P1000 NEO | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| Plastový odhazovač Pipetman Neo, G, L - naklapávací | | | | | | |
| FA07039/1 | Plastový odhazovač P2/P10 GLN | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F2070903 | Adapter Dual pro plast. odhazovač P2/P10/C10 | 1 | 4,53 | | 4,53 | 21 |
| FA07040/1 | Plastový odhazovač P20GLN | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| FA07041/1 | Plastový odhazovač P100GLN | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| FA07042/1 | Plastový odhazovač P200GLN | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| FA07043/1 | Plastový odhazovač P1000GLN | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| Sady těsnění pro pipetman G a L | | | | | | |
| 5440011070 | Mazadlo pro Pipetman G/L | 1 | 9,44 | | 9,44 | 21 |
| F144861/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P2, Neo, G, L | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| F144861/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P2, Neo, G, L | 5 | 6,34 | 20 | 31,7 | 21 |
| FA07012/1 | O ring & seal guide P10G,L | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| FA07012/1 | O ring & seal guide P10G,L | 5 | 6,34 | 20 | 31,7 | 21 |
| FA07013/1 | O ring & seal guide P20G,L | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| FA07013/1 | O ring & seal guide P20G,L | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21 |
| FA07014/1 | O ring & seal guide P100G,L | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| FA07014/1 | O ring & seal guide P100G,L | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21 |
| FA07015/1 | O ring & seal guide P200G,L | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| FA07015/1 | O ring & seal guide P200G,L | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21 |
| FA07016/1 | O ring & seal guide P1000G,L | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| FA07016/1 | O ring & seal guide P1000G,L | 5 | 4,99 | 20 | 24,91 | 21 |
| FA07017/1 | O ring & seal P5000G,L | 1 | 7,93 | | 7,93 | 21 |
| FA07017/1 | O ring & seal P5000G,L | 5 | 6,34 | 20 | 31,7 | 21 |
| FA07018/1 | O ring & seal P10mL G | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| FA07018/1 | O ring & seal P10mL G | 5 | 13,29 | 20 | 66,42 | 21 |
| PIPETMAN M | | | | | | |
| Pipetman M - těsnění | | | | | | |
| F3070902 | LUBRICANT TUBE 3.5G,CONCEPT/PM | 1 | 7,17 | | 7,17 | 21 |
| F161902 | SEAL, U10/C10/P10M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F144863/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P20 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| F2070501 | O-RING FOR PIPETMAN U200/P200M,1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070601 | O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| Pipetman M - držák špičky - dolní díl | | | | | | |
| F2070218 | TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M | 1 | 15,85 | | 15,85 | 21 |
| F2070318 | TIP-HOLDER LOWER PART U20/P20M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070518 | TIP HOLDER, LOWER PART, U200/P200M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070618 | TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| Pipetman M - odhazovač | | | | | | |
| F807008 | TIP EJECTOR ASSY, P10M | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F807009 | TIP EJECTOR ASSY, P20M | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F807010 | TIP EJECTOR ASSY, P200M | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F807011 | TIP EJECTOR ASSY, P1000M | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |

| kat. číslo | název | ks | cena/MJ | sleva | prod. cena | DPH |
|--|---|----|---------|-------|------------|-----|
| PIPETMAN CONCEPT | | | | | | |
| Pipetman Concept - těsnění | | | € | % | € | % |
| F3070902 | LUBRICANT TUBE 3.5G,CONCEPT/PM | 1 | 7,17 | | 7,17 | 21 |
| F161902 | SEAL, U10/C10/P10M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070401 | O-RING, U100/C100, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F307145351 | O-RING, C300, 1X5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070601 | O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070701 | O-RING, U5000/C5000, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070801 | O-RING, U10ML, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| Pipetman Concept - držák špičky - dolní díl | | | | | | |
| F2070218 | TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M | 1 | 15,85 | | 15,85 | 21 |
| F2070418 | TIP HOLDER, LOWER PART, U100/C100 | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F307145301 | TIP HOLDER, LOWER PART, C300 | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070618 | TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070719 | TIP HOLDER, LOWER PART G-FIT,U5000/C5000 | 1 | 18,50 | | 18,50 | 21 |
| F2070819 | TIP HOLDER ,LOWER PART G-FIT,U10ML/C10ML | 1 | 18,50 | | 18,50 | 21 |
| PIPETMAN ULTRA | | | | | | |
| Pipetman Ultra - baterie | | | | | | |
| F2070171-2 | Baterie RENATA 391, 1 pár (pro žlutý držák) | 1 | 4,53 | | 4,53 | 21 |
| F20710 | Baterie Renata 386 1,5V , červený držák | 1 | 4,53 | | 4,53 | 21 |
| Pipetman Ultra - těsnění | | | | | | |
| F2070902 | LUBRICANT TUBE, 2.5g, ULTRA/PUM | 1 | 7,17 | | 7,17 | 21 |
| F161901 | SEAL, U2, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F161902 | SEAL, U10/C10/P10M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F144863/1 | Sada těsnění + o-kroužek pro P20 | 1 | 6,23 | | 6,23 | 21 |
| F2070401 | O-RING, U100/C100, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070501 | O-RING FOR PIPETMAN U200/P200M,1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070601 | O-RING U1000/C1200/P1000M, 1x5 | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070701 | O-RING, U5000/C5000, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| F2070801 | O-RING, U10ML, 5 SETS | 1 | 16,61 | | 16,61 | 21 |
| Pipetman Ultra - držák špičky - dolní díl | | | | | | |
| F2070118 | TIP HOLDER (LOWER) PART PIPETMAN U2 | 1 | 15,85 | | 15,85 | 21 |
| F2070218 | TIP HOLDER, LOWER PART, U10/C10/P10M | 1 | 15,85 | | 15,85 | 21 |
| F2070318 | TIP-HOLDER LOWER PART U20/P20M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070418 | TIP HOLDER, LOWER PART, U100/C100 | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070518 | TIP HOLDER, LOWER PART, U200/P200M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070618 | TIP HOLDER,LOWER PART,U1000/C1200/P1000M | 1 | 8,31 | | 8,31 | 21 |
| F2070719 | TIP HOLDER, LOWER PART G-FIT,U5000/C5000 | 1 | 18,50 | | 18,50 | 21 |
| F2070819 | TIP HOLDER ,LOWER PART G-FIT,U10ML/C10ML | 1 | 18,50 | | 18,50 | 21 |
| | Ceny dalších zákaznický dostupných ND na dotaz. | | | | | |