

Informativní ceník pipet, špiček a příslušenství		2022.1			
Platnost od 01. 01. 2022					
Vyzádejte si nabídku pro garanci ceny.					
V důsledku výkyvů měnového kurzu i cen dodavatelů se mohou ceny měnit.					
Na všechny položky se vztahuje jednotná 21% sazba DPH.					
Všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.sipoch.cz.					
OBSAH	LowRetention filtrové špičky, Gel-loading	str. 1			
	Jednokanálová nastavitelné pipety Pipetman	str. 1-2			
	Pipety s fixním objemem	str. 2			
	Multikanálové pipety	str. 2			
	Sady pipet, Platemaster - 96 kanálová pipeta	str. 3			
	Špičky Pipetman - Diamond - kompletní sortiment	str. 4-5			
	Microman - pro obtížné kapaliny, Dispensman -dávkovače	str. 6			
	Macroman - pipetovací nástavec a serologické pipety	str. 7			
	Příslušenství k pipetám - stojánky, fitry..	str. 7			
	Centrifugy, rotátor, odsávačka, Trackmen, sběrače frakcí, peristaltická pumpa	str. 8			
	Dispensman -dávkovače na lahve	str. 8			
Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
Špičky Pipetman® Expert Tips					
Expert Tips - Filtrové, Low retention, Sterilizované					
F1731031	EF10ST-LR(10x96)Low Retention s filtrem,sterilované/0,1-10µl/ 29mm		3 350,00		4 053,50
F1732031	EFL10ST-LR(8x96)Low Retention s filtrem,sterilované/0,1-10µl/ 45mm		2 700,00		3 267,00
F1733031	EF20ST-LR(8x96)Low Retention s filtrem,sterilované/1-20µl/ 51mm		2 500,00		3 025,00
F1734031	EF100ST-LR(8x96)Low Retention s filtrem,sterilované/1-100µl/ 51mm		2 500,00		3 025,00
F1735031	EF200ST-LR(8x96)Low Retention s filtrem,sterilované/1-200µl/ 58mm		2 500,00		3 025,00
F1735041	EF200ST-XL-LR(4x96)Prodloužené Low Retention s filtrem,sterilované/1-200µl/ 78mm		1 300,00		1 573,00
F1736031	EF300ST-XL-LR(4x96)Prodloužené Low Retention s filtrem,sterilované/1-300µl/ 78mm		1 300,00		1 573,00
F1737031	EF1000ST-XL-LR(4x96)Prodloužené Low Retention s filtrem,sterilované/50-1250µl/ 102mm		1 600,00		1 936,00
Gel loading					
F1731181	E10GF(1x200)Gel loading ploché 0,17mm/0,1-10µl/ 46mm		1 750,00		2 117,50
F1731281	E10GR(1x200)Gel loading kulaté 0,57mm/0,1-10µl/ 46mm		900,00		1 089,00
F1733181	E200GF(1x200)Gel loading ploché 0,37mm/1-200µl/ 83mm		1 800,00		2 178,00
F1733281	E200GR(1x200)Gel loading kulaté 0,57mm/1-200µl/ 83mm		900,00		1 089,00
Gel loading sterilizované					
F1733381	E200SGF(1x200)Gel loading ploché, sterilizované 0,37mm/1-200µl/ 83mm		1 850,00		2 238,50
F1733481	E200SGR(1x200)Gel loading kulaté, sterilizované, 0,57mm/1-200µl/ 83mm		1 000,00		1 210,00
PIPETMAN® jednokanálové pipety					
PIPETMAN® L - Lehká, robustní s uzamykáním, plně autoklávovatelný/ kovový nebo plastový odhazovač					
FA10001M	Pipetman L2 0,1-2µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10002M	Pipetman L10 0,5-10µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10003M	Pipetman L20 2-20µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10004M	Pipetman L100 10-100µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10005M	Pipetman L200 20-200µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10006M	Pipetman L1000 100-1000µl, kov.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10001P	Pipetman L2 0,1-2µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10002P	Pipetman L10 0,5-10µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10003P	Pipetman L20 2-20µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10004P	Pipetman L100 10-100µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10005P	Pipetman L200, 20-200µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10006P	Pipetman L1000 100-1000µl, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10007	Pipetman L5000 0,5-5ml, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA10008	Pipetman L10ml 1-10ml, plast.odhaz		6 800,00		8 228,00
FA07093/1	Mazadlo 1. kanál.G/L 0,5 g - důležité po autoklávování L		160,00		193,60
PIPETMAN® M BT CONNECTED - motorizovaná pipeta					
F81040	PipetmanM10 BT CONNECTED 0,5-10µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81041	PipetmanM20 BT CONNECTED 2-20µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81042	PipetmanM100 BT CONNECTED 5-100µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81043	PipetmanM200 BT CONNECTED 20-200µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81044	PipetmanM300 BT CONNECTED 20-300µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81045	PipetmanM1200 BT CONNECTED 100-1200µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81046	PipetmanM5000 BT CONNECTED 500-5000µl, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
F81047	PipetmanM10ml BT CONNECTED 1-10ml, motorizovaná		14 500,00		17 545,00
Specifické příslušenství pro Pipetman M					
F807023	Pipetman M redukce pro Carrousel a Single		1 700,00		2 057,00
FB1001	Pipetman M Carrousel pro 5 pozic		11 000,00		18 029,00
PIPETMAN® G - výjimečně pohodlí při pipetování					
F144054M	Pipetman G2 0,1-2µl, kov.odhaz Dual		6 300,00		7 623,00
F144055M	Pipetman G10 0,5-10µl, kov.odhaz Dual		6 300,00		7 623,00
F144056M	Pipetman G20 2-20µl, kov.odhaz		6 300,00		7 623,00
F144057M	Pipetman G100 10-100µl, kov.odhaz		6 300,00		7 623,00
F144058M	Pipetman G200 20-200µl, kov.odhaz		6 300,00		7 623,00
F144059M	Pipetman G1000 100-1000µl, kov.odhaz		6 300,00		7 623,00
F144066	Pipetman G5000 0,5-5ml		6 300,00		7 623,00
F144067	Pipetman G10ml 1-10ml		6 300,00		7 623,00
FA07093/1	Mazadlo 1. kanál.G/L 0,5 g - důležité po autoklávování L		160,00		193,60

Novinka



Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
PIPETMAN®P Clasic					
F144801	Pipetman P2 0,1-2µl		6 300,00		7 623,00
F144802	Pipetman P10 0,5-10µl		6 300,00		7 623,00
F123600	Pipetman P20 2-20µl		6 300,00		7 623,00
F123615	Pipetman P100 20-100µl		6 300,00		7 623,00
F123601	Pipetman P200 50-200µl		6 300,00		7 623,00
F123602	Pipetman P1000 200-1000µl		6 300,00		7 623,00
F123603	Pipetman P5000 1-5ml		6 300,00		7 623,00
F161201	Pipetman P10ml 1-10ml		6 300,00		7 623,00
PIPETMAN® L - Fixní s možností korekce					
FA10017	Pipetman FL1		3 600,00		4 356,00
FA10018	Pipetman FL2		3 600,00		4 356,00
FA10019	Pipetman FL5		3 600,00		4 356,00
FA10020	Pipetman FL10		3 600,00		4 356,00
FA10021	Pipetman FL20		3 600,00		4 356,00
FA10022	Pipetman FL25		3 600,00		4 356,00
FA10023	Pipetman FL50		3 600,00		4 356,00
FA10024	Pipetman FL100		3 600,00		4 356,00
FA10025	Pipetman FL200		3 600,00		4 356,00
FA10026	Pipetman FL250		3 600,00		4 356,00
FA10027	Pipetman FL300		3 600,00		4 356,00
FA10028	Pipetman FL400		3 600,00		4 356,00
FA10029	Pipetman FL500		3 600,00		4 356,00
FA10030	Pipetman FL1000		3 600,00		4 356,00
FA10031	Pipetman FL5000		3 600,00		4 356,00
PIPETMAN® F - Fixní pipeta s možností korekce					
F123770	Pipetman F2 2±1µl		3 600,00		4 356,00
F123771	Pipetman F5 5±1µl		3 600,00		4 356,00
F123772	Pipetman F10 10±1µl		3 600,00		4 356,00
F123604	Pipetman F20 20±1µl		3 600,00		4 356,00
F123775	Pipetman F25 25±4µl		3 600,00		4 356,00
F123778	Pipetman F50 50±4µl		3 600,00		4 356,00
F123784	Pipetman F100 100±4µl		3 600,00		4 356,00
F123605	Pipetman F200 200±10µl		3 600,00		4 356,00
F123787	Pipetman F250 250±40µl		3 600,00		4 356,00
F123788	Pipetman F300 300±40µl		3 600,00		4 356,00
F123789	Pipetman F400 400±40µl		3 600,00		4 356,00
F123790	Pipetman F500 500±40µl		3 600,00		4 356,00
F123606	Pipetman F1000 1000±40µl		3 600,00		4 356,00
F123607	Pipetman F5000		3 600,00		4 356,00
PIPETMAN® multikanálové pipety					
PIPETMAN® L - multikanálový, plně autoklávovatelný					
FA10013	Pipetman L 8x10 0,5-10µl		19 000,00		22 990,00
FA10014	Pipetman L 12x10 0,5-10µl		21 000,00		25 410,00
FA10009	Pipetman L 8x20 2-20µl		19 000,00		22 990,00
FA10010	Pipetman L 12x20 2-20µl		21 000,00		25 410,00
FA10011	Pipetman L 8x200 20-200µl		19 000,00		22 990,00
FA10012	Pipetman L12x200 20-200µl		21 000,00		25 410,00
FA10015	Pipetman L 8x300 20-300µl		19 000,00		22 990,00
FA10016	Pipetman L12x300 20-300µl		21 000,00		25 410,00
FA10039	Pipetman L8x1200 100-1200µl		19 000,00		22 990,00
FA10040	Pipetman L12x1200 100-1200µl		21 000,00		25 410,00
PIPETMAN® M BT CONNECTED- multikanálový - motorizovaná pipeta, autoklávovatelná pipetovací hlava					
F81048	PipetmanM Multi BT CONNECTED 8x10 0,5-10 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81049	PipetmanM Multi BT CONNECTED12x10 0,5-10 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
F81050	PipetmanM Multi BT CONNECTED 8x 20 1-20 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81051	PipetmanM Multi BT CONNECTED 12x20 1-20 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
F81052	PipetmanM Multi BT CONNECTED 8x100 10-100 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81053	PipetmanM Multi BT CONNECTED 12x100 10-100 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
F81054	PipetmanM Multi BT CONNECTED 8x200 20-200 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81055	PipetmanM Multi BT CONNECTED 12x200 20-200 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
F81056	PipetmanM Multi BT CONNECTED 8x300 10-300 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81057	PipetmanM Multi BT CONNECTED 12x300 10-300 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
F81058	PipetmanM Multi BT CONNECTED8x1200 50-1200 µl, motorizovaná		24 300,00		29 403,00
F81059	PipetmanM Multi BT CONNECTED12x1200 50-1200 µl, motorizovaná		26 000,00		31 460,00
Pipetman® G Multikanálový, autoklávovatelná pipetovací hlava					
F144068	Pipetman G 8x10 1-10µl		16 000,00		19 360,00
F144069	Pipetman G 12x10 1-10µl		19 000,00		22 990,00
F144070	Pipetman G 8x20 2-20µl		16 000,00		19 360,00
F144071	Pipetman G 12x20 2-20µl		19 000,00		22 990,00
F144072	Pipetman G 8x200 20-200µl		16 000,00		19 360,00
F144073	Pipetman G 12x200 20-200µl		19 000,00		22 990,00
F144074	Pipetman G 8x300 30-300µl		16 000,00		19 360,00
F144075	Pipetman G 12x300 30-300µl		19 000,00		22 990,00

Novinka 100-1200 µl s D1200

Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
Sady pipet					
Starter kit Pipetman® L					
F167350	Pipetman L Starter Kit - PL20, PL200, PL1000 + 3 single, špičky a akční příslušenství		18 000,00		21 780,00
F167550	Pipetman L Micro-Volume Kit PL2, PL10, PL100+ 3 single, špičky a akční příslušenství		18 000,00		21 780,00
F167370	Pipetman L 4-kit - PL2, PL20, PL200, PL1000 + 4 single, špičky a akční příslušenství		23 000,00		27 830,00
Starter kit Pipetman® G					
F167900	Pipetman G Starter Kit - PG20, PG200, PG1000 + 3 single, špičky a akční příslušenství		17 000,00		20 570,00
F167800	Pipetman G Micro-Volume Kit PG2, PG10, PG100+ 3 single, špičky a akční příslušenství		17 000,00		20 570,00
F167920	Pipetman G Large Volume Kit PG5000+PG10ml		11 000,00		13 310,00
F167360	Pipetman G 4-kit- PG2, PG20, PG200, PG1000 + 4 single, špičky a akční příslušenství		22 000,00		26 620,00
Starter kit Pipetman® Classic					
F167300	Pipetman Starter Kit - P20, P200, P1000 + 3 single, špičky a akční příslušenství		17 000,00		20 570,00
F167500	Pipetman Micro-Volume Kit P2, P10, P100+ 3 single, špičky a akční příslušenství		17 000,00		20 570,00
F167400	Pipetman Large Volume Kit P5000+P10ml		11 000,00		13 310,00
F167380	Pipetman Classic 4-kit P2, P20, P200, P1000+ 4 single, špičky a akční příslušenství		22 000,00		26 620,00
PlateMaster					
F110761	PlateMaster P20 - 0,5µl - 20µl incr. 0,1µl		Cena na dotaz		
F110762	PlateMaster P220 - 2µl - 220µl incr. 1µl		Cena na dotaz		
Manuální 96 kanálový pipetovací systém 0,5-20 µl nebo 2- 220 µl pro 96/384 mikrodestičky					
<p>PlateMaster je neuvěřitelně snadno použitelné a přesné řešení pro vysokou průchodnost pipetování do 96 a 384 jamkových destiček. Jeho kompaktní a ergonomický design znamená, že může být použit kdekoli a kdykoliv pro rychlé, snadné a opakovatelné pipetování, jednoduchý přístup k destičkám i z boku. PlateMaster stojí jen zlomek pipetovacího robotu a šetří drahocenný čas, peníze a lidské zdroje v laboratoři.</p> <p>Úžasně jednoduchá obsluha 96 kanálové pipetování s PlateMaster se může snadno naučit každý za pouhých 5 minut. Po nasazení špiček můžete nahradit stojánek na špičky mikrodestičkou a máte k dispozici všechny 4 pozice pro vaši práci</p> <p>Naplní destičku jedním krokem Naplnění 96 jamkové destičky vyžaduje méně než 10 sekund. Naplnění 384 jamkových desek je v pouhých čtyřech krocích pipetování.</p> <p>Vysoká správnost, přesnost a bezpečnost přesnost a správnost odpovídá použití multikanálové pipety odpadá riziko pipetování dvakrát do stejného řádku apod.</p> <p>Nízké provozní náklady špičky Pipetman D200 a D300 jsou pro celý objemový rozsah k dispozici jako autoklávovatelné, sterilní a sterilní s filtrem*)</p> <p>Vhodné i k odsávání na přesný zbytek objemu díky nastavitelným výškovým dorazům</p> <p>Ideální pro mikro-objemové aplikace PlateMaster je nyní k dispozici ve dvou objemových rozmezích</p> <p>0.5µl - 20 µl (lze nastavit v krocích po 0.1µl) 2 µl - 220 µl (lze nastavit v 1µl krocích)</p> <p>Individuální přizpůsobení Prostřednictvím různých doplňků, jako jsou adaptéry pro 384-jamkové destičky, reagenční zásobníky nebo bloky pro temperování, lze PlateMaster plně přizpůsobit vašim potřebám.</p>					





Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH		
Špičky Pipetman®							
Ceny většiny špiček jsou závislé na odebraném množství jednotlivých objednávacích čísel (druhů špiček). V minulosti měly různé velikosti dodávaného balení různá objednávací čísla, která toto rozlišovala. Nyní je pouze jedno objednávací číslo pro jakýkoli objem a ceny, které se liší podle tohoto odebraného množství. Př. F161630 – špičky D10 volně sypané. Při odběru 0,1 ks (jeden sáček) je cena 605,- Kč, tedy 6.050,- Kč za základní balení (10x1000 = 10 sáčků). Při odběru 1 ks (základní balení) je cena 5.142,50 Kč a při odběru 6 ks je celková cena 27.225,- Kč tedy 4.537,50 Kč za základní balení. Je vhodné do objednávky uvést předpokládanou cenu, abychom předešli případnému nedorozumění, zejména u dělených balení.							Množstevní sleva, příplatek
ŠPIČKY D10/DL10 od 0,1 do 20μl - červené P2,10, x10, x20							
F161630	D10V 0,1- 10μl/bal.10x1000	0,1	660,00	6 600,00	798,60	0%	
F161630	D10V 0,1- 10μl/bal.10x1000	1	5 610,00	5 610,00	6 788,10	15%	
F161630	D10V 0,1- 10μl/bal.10x1000	6	31 680,00	5 280,00	38 332,80	20%	
F171100	D10T 0,1-10μl/bal.10x96 RockyRack™	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50	0%	
F171100	D10T 0,1-10μl/bal.10x96 RockyRack™	14	16 254,00	1 161,00	19 667,34	14%	
F167101	D10TR 0,1-10μl/bal.10x96 Tower-Pack™	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0%	
F167101	D10TR 0,1-10μl/bal.10x96 Tower-Pack™	10	10 200,00	1 020,00	12 342,00	15%	
F171101	D10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	1 550,00	1 550,00	1 875,50	0%	
F171101	D10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	18 662,00	1 333,00	22 581,02	14%	
F167201	D10TRST 0,1-10μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	1	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0%	
F167201	D10TRST 0,1-10μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	10	11 050,00	1 105,00	13 370,50	15%	
ŠPIČKY DL10 od 0,1 do 10μl - dlouhé P2,10, x10, x20							
F161450	DL10V 0,1- 20μl/bal.10x1000	0,1	660,00	6 600,00	798,60	0%	
F161450	DL10V 0,1- 20μl/bal.10x1000	1	5 610,00	5 610,00	6 788,10	15%	
F161450	DL10V 0,1- 20μl/bal.10x1000	6	31 680,00	5 280,00	38 332,80	20%	
F171200	DL10T 0,1- 20μl/bal.10x96 RockyRack™	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50	0%	
F171200	DL10T 0,1- 20μl/bal.10x96 RockyRack™	14	16 254,00	1 161,00	19 667,34	14%	
F167102	DL10TR 0,1-20μl/bal.10x96 Tower-Pack™	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0%	
F167102	DL10TR 0,1-20μl/bal.10x96 Tower-Pack™	10	10 200,00	1 020,00	12 342,00	15%	
F171201	DL10ST 0,1- 20μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	1 550,00	1 550,00	1 875,50	0%	
F171201	DL10ST 0,1- 20μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	18 662,00	1 333,00	22 581,02	14%	
F167202	DL10TRST 0,1-20μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	1	1 300,00	1 300,00	1 573,00	0%	
F167202	DL10TRST 0,1-20μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	10	11 050,00	1 105,00	13 370,50	15%	
DF10 a DLF10 s filtrem, P2,10, x10, x20(do 10μl)							
F171103	DF10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 900,00	2 900,00	3 509,00	0%	
F171103	DF10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	34 916,00	2 494,00	42 248,36	14%	
F171203	DLF10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 900,00	2 900,00	3 509,00	0%	
F171203	DLF10ST 0,1- 10μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	34 916,00	2 494,00	42 248,36	14%	
ŠPIČKY D200 2 - 200μl - "žluté" pro Pipetman P20, 100, 200, F2 -F200, x20 x200 x300							
F161930	D200V 2 - 200μl/bal.10x1000	0,1	480,00	4 800,00	580,80	0%	
F161930	D200V 2 - 200μl/bal.10x1000	1	4 080,00	4 080,00	4 936,80	15%	
F161930	D200V 2 - 200μl/bal.10x1000	6	23 040,00	3 840,00	27 878,40	20%	
F171300	D200T 2 - 200μl/bal.10x96 RockyRack™	1	1 150,00	1 150,00	1 391,50	0%	
F171300	D200T 2 - 200μl/bal.10x96 RockyRack™	14	13 846,00	989,00	16 753,66	14%	
F167103	D200TR 2-200μl/bal.10x96 Tower-Pack™	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0%	
F167103	D200TR 2-200μl/bal.10x96 Tower-Pack™	10	8 500,00	850,00	10 285,00	15%	
F171301	D200ST 2 - 200μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	1 320,00	1 320,00	1 597,20	0%	
F171301	D200ST 2 - 200μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	15 892,80	1 135,20	19 230,29	14%	
F167203	D200TRST 2 -200μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0%	
F167203	D200TRST 2 -200μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	10	10 200,00	1 020,00	12 342,00	15%	
DF30 s filtrem pro Pipetman P20, x20, P100, x100, x200(do 30μl), F2 -F25							
F171303	DF30ST 2-30μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 750,00	2 750,00	3 327,50	0%	
F171303	DF30ST 2-30μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	33 110,00	2 365,00	40 063,10	14%	
DF100 s filtrem pro Pipetman P100, P200(do100μl), F25-F100							
F171403	DF100ST 2-100μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 750,00	2 750,00	3 327,50	0%	
F171403	DF100ST 2-100μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	33 110,00	2 365,00	40 063,10	14%	
DF200 s filtrem pro Pipetman P200, F200, PM300							
F171503	DF200ST 20-200μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 750,00	2 750,00	3 327,50	0%	
F171503	DF200ST 20-200μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	33 110,00	2 365,00	40 063,10	14%	
ŠPIČKY D300 20 - 300μl - zelené pro pro Pipetman s objemem 200 a 300 μl							
F161730	D300V 20 - 300μl/bal.10x1000	0,1	480,00	4 800,00	580,80	0%	
F161730	D300V 20 - 300μl/bal.10x1000	1	4 080,00	4 080,00	4 936,80	15%	
F161730	D300V 20 - 300μl/bal.10x1000	6	23 040,00	3 840,00	27 878,40	20%	
F171400	D300T 20 - 300μl/bal.10x96 RockyRack™	1	1 150,00	1 150,00	1 391,50	0%	
F171400	D300T 20 - 300μl/bal.10x96 RockyRack™	14	13 846,00	989,00	16 753,66	14%	
F167105	D300TR 20-300μl/bal.10x96 Tower-Pack™	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0%	
F167105	D300TR 20-300μl/bal.10x96 Tower-Pack™	10	8 500,00	850,00	10 285,00	15%	
F171401	D300ST 20 - 300μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	1 320,00	1 320,00	1 597,20	0%	
F171401	D300ST 20 - 300μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	15 892,80	1 135,20	19 230,29	14%	
F167205	D300TRST 20 -300μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	1	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0%	
F167205	D300TRST 20 -300μl/bal.Steril. 10x96 Tower-Pack™	10	10 200,00	1 020,00	12 342,00	15%	
DF300 s filtrem P200, PM300							
F171603	DF300ST 20-300μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	1	2 750,00	2 750,00	3 327,50	0%	
F171603	DF300ST 20-300μl/bal.Steril. 10x96 RockyRack™	14	33 110,00	2 365,00	40 063,10	14%	

Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH	
ŠPIČKY D1000 100 -1000μl - modré pro P1000, PM1200						
F161670	D1000V 100 - 1000μl/bal.10x1000	0,1	480,00	4 800,00	580,80	0%
F161670	D1000V 100 - 1000μl/bal.10x1000	1	4 080,00	4 080,00	4 936,80	15%
F161670	D1000V 100 - 1000μl/bal.10x1000	6	23 040,00	3 840,00	27 878,40	20%
F171500	D1000T 100 - 1000μl/bal.10x96 Tipack™	1	1 150,00	1 150,00	1 391,50	0%
F171500	D1000T 100 - 1000μl/bal.10x96 Tipack™	14	13 846,00	989,00	16 753,66	14%
F167104	D1000TR 100-1000μl/bal.7x96 Tower-Pack™	1	900,00	900,00	1 089,00	0%
F167104	D1000TR 100-1000μl/bal.7x96 Tower-Pack™	10	7 650,00	765,00	9 256,50	15%
F171501	D1000ST 100 - 1000μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50	0%
F171501	D1000ST 100 - 1000μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	14	16 254,00	1 161,00	19 667,34	14%
F167204	D1000TRST 100-1000μl/bal.Steril.7x96 Tower-Pack™	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0%
F167204	D1000TRST 100-1000μl/bal.Steril.7x96 Tower-Pack™	10	8 500,00	850,00	10 285,00	15%
DF1000 s filtrem						
F171703	DF1000ST 100 - 1000μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	1	2 950,00	2 772,00	3 569,50	-100%
F171703	DF1000ST 100 - 1000μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	14	0,00	0,00	0,00	-100%
ŠPIČKY D1200 100 -1200μl - modré pro P1000, PM1200						
F161110	D1200V 100 - 1200μl/bal.10x1000	0,1	480,00	4 800,00	580,80	0%
F161110	D1200V 100 - 1200μl/bal.10x1000	1	4 080,00	4 080,00	4 936,80	15%
F161110	D1200V 100 - 1200μl/bal.10x1000	6	23 040,00	3 840,00	27 878,40	20%
F171600	D1200T 100 - 1200μl/bal.10x96 Tipack™	1	1 150,00	1 150,00	1 391,50	0%
F171600	D1200T 100 - 1200μl/bal.10x96 Tipack™	14	13 846,00	989,00	16 753,66	14%
F171601	D1200ST 100 - 1200μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	1	1 350,00	1 350,00	1 633,50	0%
F171601	D1200ST 100 - 1200μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	14	16 254,00	1 161,00	19 667,34	14%
DF1200 s filtrem						
F171803	DF1200ST 100 - 1200μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	1	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0%
F171803	DF1200ST 100 - 1200μl/bal.Steril. 10x96 Tipack™	14	38 528,00	2 752,00	46 618,88	14%
ŠPIČKY D5000 1 - 5ml - fialové pro P5000						
F161571/1	D5000 0,5 - 5 ml/bal. 1x334	1	800,00	800,00	968,00	0%
F161571	D5000V 0,5 - 5ml/bal.3x334	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0%
F161571	D5000V 0,5 - 5ml/bal.3x334	6	12 000,00	2 000,00	14 520,00	0%
F161370/1	Tipack D5000 0,5 - 5 ml, 1x50 ks	1	420,00	420,00	508,20	0%
F161370	Tipack D5000 0,5 - 5ml/bal.12x50 Tipack	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00	0%
ŠPIČKY D10ml 1 - 10ml - tyrkysové pro P10ml						
F161210	D10mlV 1 - 10ml/bal.4x50	0,25	381,00	1 524,00	461,01	-20%
F161210	D10mlV 1 - 10ml/bal.4x50	1	1 270,00	1 270,00	1 536,70	0%
F161210	D10mlV 1 - 10ml/bal.4x50	6	6 705,60	1 117,60	8 113,78	12%
F161230/1	Tipack D10ml 1-10ml/bal.1x30 Tipack	1	420,00	420,00	508,20	0%
F161230	Tipack D10ml 1-10ml/bal.8x30 Tipack	1	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0%
Krabičky pro opakované plnění systémem TowerPack						
F167100	Tower-Box prázdný/bal.1ks/průhledný	1	350,00	350,00	423,50	0%
F167100	Tower-Box prázdný/bal.1ks/průhledný	10	3 230,00	323,00	3 908,30	15%

Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
Positive displacement a opakovací pipety					
MICROMAN® - pro viskózní a těžké kapaliny - plynule nastavitelná					
FD10001	Microman ME10 1-10µl		6 600,00		7 986,00
FD10002	Microman ME25 3 - 25µl		6 600,00		7 986,00
FD10003	Microman ME50 20-50µl		6 600,00		7 986,00
FD10004	Microman ME100 10-100µl		6 600,00		7 986,00
FD10005	Microman ME250 50 - 250µl		6 600,00		7 986,00
FD10006	Microman ME1000 100 - 1000µl		6 600,00		7 986,00
Kapiláry a písky pipetám Microman®					
F148412	CP10 1-10ul/bal.2x96 Tipack™		1 900,00		2 299,00
F148312	CP10 1-10ul/bal.10x96 Tipack™		7 600,00		9 196,00
F148413	CP10ST - sterilní - 1-10ul/bal.2x96 Tipack™		2 200,00		2 662,00
F148313	CP10ST - sterilní - 1-10ul/bal.10x96 Tipack™		8 700,00		10 527,00
F148112	CP25 3 -25ul/bal.200 ks		1 700,00		2 057,00
F148012	CP25 3 -25ul/bal.10x96 Tipack		8 300,00		10 043,00
F148712	CP25ST - sterilní - 3-25ul/bal.6x96 Tipack™		6 500,00		7 865,00
F148113	CP50 20-50ul/bal.200 ks		1 700,00		2 057,00
F148013	CP50 20-50ul/bal.10x96 Tipack		8 300,00		10 043,00
F148713	CP50ST - sterilní - 20-50ul/bal.6x96 Tipack™		6 500,00		7 865,00
F148414	CP100 10-100ul/bal.2x96 Tipack™		1 900,00		2 299,00
F148314	CP100 10-100ul/bal.10x96 Tipack™		7 600,00		9 196,00
F148415	CP100ST - sterilní -10-100ul/bal.2x96 Tipack™		2 200,00		2 662,00
F148315	CP100ST - sterilní - 10-100ul/bal.10x96 Tipack™		8 700,00		10 527,00
F148114	CP250 50-250ul/bal.200 ks		1 700,00		2 057,00
F148014	CP250 50-250ul/bal.10x96 Tipack		8 300,00		10 043,00
F148714	CP250ST - sterilní - 50-250ul/bal.6x96 Tipack™		6 500,00		7 865,00
F148560	CP1000 100-1000ul/bal.2x91 Tipack™		1 900,00		2 299,00
F148180	CP1000ST - sterilní - 100-1000ul/bal.2x91 Tipack™		2 200,00		2 662,00
DISTRIMAN™ - Opakovací pipeta - plynule nastavitelná					
F164001	Distriman - dávky 1µl - 1,25ml		6 900,00		8 349,00
Nástavce DistriTip™ k pipetě Distriman™					
F164100	Micro 125µl 1-12,5µl/bal.50ks		1 150,00		1 391,50
F164110	Mini 1250µl 10 - 125µl/bal.50ks		1 150,00		1 391,50
F164120	Maxi 12,5ml 100 - 1250µl /bal.50ks		1 150,00		1 391,50
Sterilní DistriTip™					
F164130	MicroST 125µl 1-12,5µl/bal.50 indiv. balené		2 250,00		2 722,50
F164140	MiniST 1250µl 10 - 125µl/bal.50 indiv. balené		2 250,00		2 722,50
F164150	MaxiST 12,5ml 100 - 1250µl /bal.50 indiv. balené		2 250,00		2 722,50
HandyStep Touch plně kompatibilní s RepetTips					
705201	Dávkovač HandyStep touch , včetně dobíjecího stojáčku		19 000,00		22 990,00
REPETMAN™ ukončena výroba -náhradní díly					
F164595	Repetman náhr. akumulátor NiMH		1 750,00		2 117,50
F164595R	Repetman náhr. akumulátor NiMH-repase/ nutné zaslat starý		1 400,00		1 694,00
Nástavce RepetTips pro Repetman a Handystep Touch					
F164510	Repet-Tips, 0,1 mL/bal.100ks		2 500,00		3 025,00
F164520	Repet-Tips, 0,5 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164527	Repet-Tips, 1,0 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164530	Repet-Tips, 1,25 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164540	Repet-Tips, 2,5 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164550	Repet-Tips, 5,0 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164557	Repet-Tips, 10,0 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164560	Repet-Tips, 12,5 mL/bal.100ks		2 200,00		2 662,00
F164570	Repet-Tips, 25 mL/bal.50ks+1 adapter		1 300,00		1 573,00
F164580	Repet-Tips, 50 mL/bal.25ks+1 adapter		700,00		847,00
F164591	Adapter pro 25/50ml/ RepetTips/bal.10ks		700,00		847,00
Sterilizované Repet-Tips					
F164515	Repet-Tips, 0,1 mL, Sterilní/bal.100ks		4 900,00		5 929,00
F164525	Repet-Tips, 0,5 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164528	Repet-Tips, 1,0 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164535	Repet-Tips, 1,25 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164545	Repet-Tips, 2,5 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164555	Repet-Tips, 5,0 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164558	Repet-Tips, 10,0 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164565	Repet-Tips, 12,5 mL, Sterilní/bal.100ks		4 300,00		5 203,00
F164575	Repet-Tips, 25 mL, Sterilní/bal.25ks+1 adapter		1 300,00		1 573,00
F164585	Repet-Tips, 50 mL, Sterilní/bal.25ks+1 adapter		1 300,00		1 573,00
F164592	Adapter pro 25/50ml/ RepetTipsSterilní/bal.5ks		700,00		847,00



Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
MACROMAN - pipetovací nástavec					
F110120	Gilson Macroman včetně nabíjecího stojánu		9 500,00		11 495,00
F161287	Macroman adapter pro D5000 /D10mL		1 500,00		1 815,00
F107204/1	0,22 µm filtr Macroman/bal 1ks		240,00		290,40
F107204	0,22 µm filtr Macroman/bal 10ks		2 290,00		2 770,90
F107205/1	0,22 µm sterilní filtr Macroman/bal 1ks		400,00		484,00
F107205	0,22 µm sterilní filtr Macroman/bal 10ks		3 800,00		4 598,00
F107206/1	0,45 µm filtr Macroman/bal 1ks		240,00		290,40
F107206	0,45 µm filtr Macroman/bal 10ks		2 290,00		2 770,90
F107207/1	0,45 µm sterilní filtr Macroman/bal 1ks		400,00		484,00
F107207	0,45 µm sterilní filtr Macroman/bal 10ks		3 800,00		4 598,00
pro MACROMAN - pipetovací nástavec do roku 2017					
F1077528	Nabíjecí stojánek Macroman (do roku 2017)		3 200,00		3 872,00
F1077504	0.45µm filtr Macroman (do roku 2017)		290,00		350,90
F1077525	0.45µm sterilní filtr Macroman (do roku 2017)		500,00		605,00
F1077503	0.20µm filtr Macroman (do roku 2017)		290,00		350,90
F1077526	0.20µm sterilní filtr Macroman (do roku 2017)		500,00		605,00
MACROMAN - serologické pipety					
F110121	1 ml serologické pipety, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/1000(40 x 25)		3 600,00		4 356,00
F110122	1 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/1000(10 x 100)		4 200,00		5 082,00
F110123	2 ml serologické pipety, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/1000(40 x 25)		4 500,00		5 445,00
F110124	2 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/1000(10 x 100)		4 700,00		5 687,00
F110125	5 ml serologické pipety, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/500(20 x 25)		3 200,00		3 872,00
F110126	5 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/200(4 x 50)		1 250,00		1 512,50
F110127	10 ml serologické pipety, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/500(20 x 25)		3 500,00		4 235,00
F110128	10 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/200(4 x 50)		1 350,00		1 633,50
F110129	25 ml serologické pipety, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/200(10 x 20)		3 000,00		3 600,00
F110130	25 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/200(4 x 50)		2 700,00		3 267,00
F110131	50 ml serologické pipety jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, bez DNase/Rnase/100(4 x 25)		3 800,00		4 598,00
Rezervoáry pro multikanalové pipety - Polystyrén					
F267660	Reagent Reservoir 25 ml, 100/bal.100ks	0,1	290,00	2 900,00	350,90
F267660	Reagent Reservoir 25 ml, 100/bal.100ks	1	2 465,00	2 465,00	2 982,65
F267670	Reagent Reservoir 50 ml, 100 ks/bal.100ks	0,1	450,00	4 500,00	544,50
F267670	Reagent Reservoir 50 ml, 100 ks/bal.100ks	1	3 825,00	3 825,00	4 628,25
Stojánky a příslušenství k pipetám					
Stojánky a závěsy na mechanické pipety					
F161401	Stojánek pro 7 pipet Carousel™/bal.1		2 600,00		3 146,00
F161405	Stojánek TRIO™ pro tři pipety/bal.1		2 100,00		2 541,00
F161406	Nalepovací/šroubovací závěs na 1 pipetu Single™/bal.1	1	330,00	330,00	399,30
F161406	Nalepovací/šroubovací závěs na 1 pipetu Single™/bal.1	10	2 838,00	283,80	3 433,98
F161417	Univerzální stojánek pro multikanalové pipety/bal.1		700,00		847,00
ComfortHandle pr Classic, Neo a G					
F161487/1	Pipetman Comfort handle bílý 1 ks		280,00		338,80
F161485/1	Pipetman Comfort handle modrý 1 ks		280,00		338,80
F161499	nálepky na Pipetman Comfort handle		400,00		484,00
Pro P5000 a P10ml					
F161280	Filtry pro P5000/P10ml /bal.10ks		140,00		169,40
F161241	Filtry pro P5000/P10ml /bal.100ks		650,00		786,50
SV-EJ5000	Odhazovač pro P5000, G, L		750,00		907,50
SV-EJ10ML	Odhazovač pro P10mL		750,00		907,50
Barevné rozlišovače					
F161301	Coloris™ - barevné značení/bal.2x5 barev		280,00		338,80
F161302	Coloris™ - barevné značení/bal.10x červené		280,00		338,80
F161303	Coloris™ - barevné značení/bal.10x žluté		280,00		338,80
F161304	Coloris™ - barevné značení/bal.10x zelené		280,00		338,80
F161305	Coloris™ - barevné značení/bal.10x modré		280,00		338,80
F161306	Coloris™ - barevné značení/bal.10x bílé		280,00		338,80
F144983	Jimmy - otvírač mikrozkuhavek/bal.3ks		600,00		726,00
Sady korozivní ochrany					
SV-AKS-P200	Sada korozivní ochrany P200 (1+10)		550,00		665,50
F144570	Sada korozivní ochrany P1000/bal.1+10		600,00		726,00
SV-AKS-P5000	Sada korozivní ochrany P5000 (1+10)		300,00		363,00
SV-AKS-P10ML	Sada korozivní ochrany P10ml (1+10)		300,00		363,00
F144571	Sada antikorozivních filtrů / bal.10ks		200,00		242,00
F144572	Sada antikorozivních filtrů /bal.50ks		600,00		726,00
Stojánky pro práci se stripy					
SV-STRIPSET	Stripman sada -stojánek, stripman24, stripman8		950,00		1 149,50
SV-STRIP39	Stripman 96		2 000,00		2 420,00



Karta	Popis	Odběr	Cena za odběr	Cena za MJ	Cena vč. DPH
Malé přístroje Gilson					
Centrifugy a rotátory					
F110736	Centri103 Centrifuga 6000ot/min+rotory 8x1,5ml a 16x0,2ml,		9 400,00		11 374,00
36117400	Centry 101 PlateCentrifuge 2 MTP/PCR, 2550RPM/600xg		19 000,00		22 990,00
36110110	Rotátor pro mikrozkuvky a falkon, nastavutelné rychlosti a typy rotací		14 000,00		16 940,00
Gilson malé přístroje - odsávací stanice					
F110744	Gilson Safe Aspiration Station		45 000,00		54 450,00
F110750	SAS kit-sonda + sada nástavců		10 000,00		12 100,00
F1077416	Hydrophobic membrane filter, non-sterile, diameter 60 mm, 0.45µm GSAS		696,00		842,16
F1077418	Y-shape connector GSAS		244,00		295,24
F11774118	Stojánek a sonda GSAS(před 2018)		2 500,00		3 025,00
Sběrače frakcí, peristaltická pumpa					
	FC203B sběrač frakcí		Ceny na dotaz		
	FC204 sběrač frakcí				
	Minipuls peristaltická pumpa 1-8 kanálů				



Gilson malé přístroje -Trackman Connected					
FB1020	Trackman, - pomocník při pipetování do mikroděstiček 96/384, BT connected		39 900,00		48 279,00
F70301	Trackman, - pomocník při pipetování do 2 mikroděstiček 96/384		18 000,00		21 780,00
F70261	Trackman pedál		2 400,00		2 904,00
F70105	Trackman -stojánek pro 16 mikrozkuvavek 0,5ml, 1,5ml a 2ml		450,00		544,50



Gilson malé přístroje -Dispensman - dávkovač na láhve					
F110101	Dispensman 0,25-2,5 ml/0,05ml		7 200,00		8 712,00
F110102	Dispensman 0,5-5 ml/0,1ml		7 200,00		8 712,00
F110103	Dispensman 1-10 ml/0,2ml		7 200,00		8 712,00
F110104	Dispensman 2,5- 25 ml/0,5m		8 800,00		10 648,00
F110105	Dispensman 5-50 ml/1ml		10 500,00		12 705,00
VR375002	Dispensman 2,5;5;10 - spirálová výstupní kapilára 180cm		720,00		871,20
VR375003	Dispensman - výstupní kanyla std. pro 2,5;5;10		190,00		229,90
VR375004	Dispensman - výstupní kanyla std. pro 25;50		250,00		302,50
VR375012	Dispensman 25;50 - spirálová výstupní kapilára 180cm		1 250,00		1 512,50

